



# LEGEND.CO



## DESCRIPCIÓN

El LEGEND.CO es un equipo de radiofrecuencia avanzado que utiliza una frecuencia de 448kHz para generar calor de forma precisa en las capas de grasa subcutánea, sin causar molestias. Este tratamiento no invasivo promueve la pérdida de grasa saludable y mejora la circulación sanguínea, el drenaje linfático y el metabolismo corporal. Ayuda a reducir la celulitis en glúteos y muslos, estimula la producción de colágeno y mejora la firmeza de la piel. También incrementa la temperatura corporal, fortaleciendo la inmunidad y contribuyendo a la mejora del hígado graso, molestias gastrointestinales y estreñimiento. Su diseño incluye una pantalla táctil a color de 10", modos de trabajo capacitivos y resistivos, y dos piezas funcionales. Compacto y eficiente, opera silenciosamente con un nivel de ruido de 45dB. Es ideal para quienes buscan un enfoque seguro y eficaz para mejorar la apariencia corporal y la salud general.

# ANÁLISIS Y USO



## 1. Configuración Inicial:

*Paso: Conecta el equipo a una fuente de alimentación adecuada (95-120VAC o 220-250VAC). Recomendación: Asegúrate de que el voltaje sea estable para evitar daños en el equipo.*

## 2. Preparación del Área a Tratar:

*Paso: Limpia la piel del paciente para eliminar restos de cremas, aceites o suciedad. Recomendación: Usa productos suaves y asegúrate de que la piel esté seca antes de iniciar el tratamiento.*

## 3. Selección de los Parámetros:

*Paso: Configura los modos de trabajo (capacitivos o resistivos) y ajusta la potencia desde la pantalla táctil. Recomendación: Adapta los parámetros según el área de tratamiento y las necesidades del paciente.*

## 4. Aplicación del Tratamiento:

*Paso: Aplica un gel conductor en la zona tratada para facilitar el deslizamiento de la pieza de mano. Mueve la pieza lentamente sobre la piel, asegurándote de cubrir toda el área. Recomendación: Mantén movimientos uniformes para garantizar una distribución uniforme del calor.*

## 5. Monitoreo del Progreso:

*Paso: Durante los 45 minutos de tratamiento, verifica regularmente la temperatura de la piel y la comodidad del paciente. Recomendación: Evita sobrecalentamientos para garantizar una experiencia indolora y segura.*

# BENEFICIOS Y RESULTADOS

## Beneficios

- Promoción de la Pérdida de Grasa Saludable
- Mejora de la Circulación Sanguínea
- Aumento de la Temperatura Corporal y Fortalecimiento de la Inmunidad
- Reducción de Celulitis y Mejora de la Firmeza de la Piel



## Resultados:

1. *Pérdida de Grasa: una reducción significativa de la grasa subcutánea en áreas problemáticas como abdomen, caderas y muslos. Los efectos son visibles tras pocas sesiones y se mantienen después del tratamiento, gracias a la activación del metabolismo.*
2. *Mejoría en la Circulación y Drenaje Linfático: Aumento del flujo sanguíneo y linfático, lo que facilita la eliminación de toxinas y residuos corporales. Mejora en la apariencia de la piel con un efecto más radiante y menos hinchazón.*
3. *Fortalecimiento del Sistema Inmunológico: Elevación de la temperatura corporal activa las funciones metabólicas, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico. Resultados observables en una mayor energía y resistencia en los pacientes.*
4. *Reducción de Celulitis y Firmeza Piel: Reducción significativa de la celulitis gracias a la estimulación del colágeno, mejorando la textura y apariencia de la piel. La producción de colágeno incrementa la elasticidad de la piel, obteniendo un aspecto más joven y saludable.*



## LEGEND.CO

### Especificaciones Técnicas

*TIPO DE EQUIPO:* RADIOFRECUENCIA

*FRECUENCIA:* 448KHZ

*PANTALLA:* PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10

*MODOS DE TRABAJO:* CAPACITIVA RESISTIVA

*NUMERO DE PIEZAS:* 2 PIEZAS

*CORRIENTE NOMINAL:* 1.8ª

*POTENCIA NOMINAL:* 400VA

*NIVEL DE RUIDO:* 45DB

*LIQUIDO ANTICORROSIVA:* NORMAL

*TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO:* 10-35°C

*DIMENSIONES DEL EQUIPO:* 34X30X44CM

*PESO DEL EQUIPO:* 23 KG

*VOLTAJE:* 95-120VAC, 220-250VAC □



Cra 34a #38-15 Sur,  
Bogotá



313 -395-3827



@imec\_colombia



Imec