



LASER FRACCIONADO FOTOLUMIX

## LASER FRACCIONADO FOTOLUMIX



# **DESCRIPCIÓN**

El Láser Fraccional Fotolumix es un equipo médico estético avanzado que utiliza tecnología láser de dióxido de carbono (CO2) con una longitud de onda de 10600 nm. Su versatilidad lo hace ideal para rejuvenecimiento facial y corporal, tensado cutáneo, reducción de cicatrices quirúrgicas y de acné, y eliminación de estrías y manchas. Además, incluye un sistema especializado para rejuvenecimiento vaginal, ofreciendo opciones de tratamiento integrales. El dispositivo cuenta con modos de salida ajustables (punto único, pulsado, matriz de puntos) y formas personalizables (cuadrado, círculo, hexágono, entre otras) que permiten tratamientos precisos. Su método de enfriamiento por aire y agua garantiza seguridad y comodidad durante las sesiones. Es una solución eficaz para minimizar poros, mejorar la textura de la piel, estimular la producción de colágeno y corregir pigmentaciones intratables como cloasma. Su diseño permite tratamientos rápidos y resultados visibles en poco tiempo, posicionándose como una herramienta clave en el campo estético.

## **ANALISIS Y USO**



Preparación del equipo: Conectar a una fuente estable, configurar parámetros iniciales y verificar el sistema de enfriamiento.

Evaluación del paciente: Analizar tipo de piel, área a tratar y contraindicaciones.

Preparación del paciente: Limpiar el área, aplicar anestesia si es necesario y usar gafas protectoras.

Configuración del equipo: Seleccionar el modo, forma de salida y parámetros adecuados según el tratamiento.

Aplicación del láser: Usar la sonda correcta, tratar el área en movimientos controlados y supervisar la piel.

Finalización: Limpiar la zona, aplicar productos regeneradores y dar instrucciones de cuidado.

Limpieza del equipo: Apagar, limpiar sondas y revisar funcionamiento.

## BENEFICIOS Y RESULTADOS

#### Beneficios

- -Rejuvenecimiento de la piel
- -Tratamientos versátiles
- -Reducción de arrugas y líneas finas
- -Minimización de poros
- -Rejuvenecimiento vaginal
- -Resultados personalizados
- -Rápida recuperación



#### Resultados:

- -Piel más suave, luminosa y uniforme.
- -Reducción visible de cicatrices, manchas y arrugas.
- -Mejora de la elasticidad y firmeza en la piel tratada.
- -Restauración de la funcionalidad y firmeza en rejuvenecimiento vaginal.
- -Resultados duraderos tras completar las sesiones recomendadas.







### LASER FRACCIONADO FOTOLUMIX

### **Especificaciones Técnicas**

Longitud de Onda 10600 nm.

Potencia de luz 30 W

Punto único, continuo, Tipo de salida pulsado, matriz de puntos.

Método de enfriamiento Aire y agua.

De 0.1 mm x 0.1 mm Área de tratamiento a 20 mm x 20 mm (ajustable).

0.1 mm - 2.6 mm Distancia entre puntos (ajustable).

Pulsos de energía 0.1 - 180 mJ (ajustable).

Diámetro focal 100 μm - 2000 μm.

AC 110 V ± 10%, 60 Hz; Tensión de trabajo AC 110 V ± 10%, 50 Hz

Peso Neto 45KG Peso Bruto 60KG



