



LINEA FACIAL

MARTILLO FRIO-CALOR PROFESIONAL

MARTILLO FRÍO-CALOR PROFESIONAL



DESCRIPCIÓN

El Martillo Frío-Calor es un innovador dispositivo facial que combina las funciones de frío (5°C–10°C) y calor (40°C–55°C) para rejuvenecer y mejorar la piel. El calor abre los poros para facilitar una limpieza profunda y optimizar la absorción de productos, mientras que el frío cierra los poros, reduce la inflamación y reafirma la piel. Equipado con tecnología ultrasónica, estimula la circulación sanguínea, relaja los músculos faciales y ayuda en el tratamiento del acné. Es eficaz en la reducción de arrugas, líneas finas, hinchazón y círculos oscuros bajo los ojos, promoviendo un cutis más saludable y radiante.

Su diseño portátil y fácil manejo lo hace ideal tanto para salones de belleza y spas como para uso en casa, permitiendo tratamientos en diversas áreas del rostro, como mejillas, ojos y mentón. Este versátil equipo complementa cualquier rutina de cuidado facial, ofreciendo resultados visibles y una experiencia relajante, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

ANÁLISIS Y USO



Selección del Modo

Modo Calor: Selecciónalo para abrir los poros y mejorar la circulación sanguínea. Ideal para la primera etapa del tratamiento.

Modo Frío: Utilízalo al finalizar el tratamiento para cerrar poros, reducir inflamación y reafirmar la piel.

Aplicación del Modo Calor

Ajusta la temperatura deseada (40°C–55°C).

Pasa el martillo suavemente sobre las áreas objetivo, como mejillas, frente, mentón y alrededor de los ojos, durante 5–10 minutos. Este paso permite una mayor absorción de productos si decides aplicar un suero o crema durante el tratamiento.

Transición al Modo Frío

Cambia al modo frío (5°C–10°C) y ajusta la temperatura. Desliza el martillo suavemente sobre el rostro para cerrar los poros, calmar la piel y reducir hinchazón.

Enfoque en Áreas Específicas

Dedica más tiempo a zonas problemáticas, como el contorno de ojos (círculos oscuros e hinchazón) o áreas con inflamación o acné.

Frecuencia de Uso

Se recomienda usar el dispositivo 2–3 veces por semana para obtener resultados visibles y mantener una piel saludable.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Rejuvenecimiento de la Piel
- Lifting Facial
- Reducción de Inflamación
- Apertura y Cierre de Poros
- Tratamiento de Acné
- Disminución de Círculos Oscuros
- Relajación Muscular
- Estimulación de la Circulación
- Mejora en la Absorción de Productos



Resultados:

Inmediatos: Piel más tersa, calmada y fresca tras el primer uso.

A Corto Plazo (1-2 semanas): Mejora en la textura de la piel, reducción de hinchazón y mejor absorción de productos.

A Largo Plazo (1-2 meses): Reducción significativa de arrugas, líneas finas y círculos oscuros, con un rostro más firme, radiante y rejuvenecido.





MARTILLO FRIO-CALOR PROFESIONAL

Especificaciones Técnicas

<i>Voltaje de Operación</i>	110V	<i>tipo de enchufes</i>	JP, US, EU, AU, UK
<i>Frecuencia</i>	50/60 Hz	<i>Material</i>	ABS
<i>Rango de Temperatura</i>	Función Caliente: 40°C – 55°C Función Frío: 5°C – 10°C	<i>Sistema de Operación</i>	Alta Frecuencia
<i>Dimensiones del Paquete</i>	30 x 25 x 10 cm		



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec