

SOFT*LASER

HIFU 8D


SISTEMA 3 EN 1

3 MANÍPULOS AVANZADOS





8D HIFU es un tratamiento de estiramiento facial no quirúrgico: 8D HIFU (alta intensidad tecnología de ultrasonido enfocado), los efectos del envejecimiento se mostrarán en la piel como las arrugas y las bolsas de los ojos. Son las señales que le alertan de que su cuerpo está perdiendo colágeno y elastina. El colágeno es el componente estructural clave para sostener la piel.



8D HIFU (ultrasonido enfocado de alta intensidad), que es la nueva técnica para el estiramiento y estiramiento facial. 8D HIFU se administra en la piel profunda y causa coagulación térmica al SMAS (sistema aponeurótico muscular superficial). Puede proporcionar a la piel un estiramiento y rejuvenecimiento gradual con el tiempo. El dispositivo con tecnología 8D HIFU brinda un estiramiento de la piel efectivo, seguro e indoloro.

Efectos

Fortalece y tensa la piel relajada con un notable efecto tensor.



Sólo necesita un tratamiento para suavizar las arrugas y mejorarlas de forma integral.



Haz que la textura de la piel sea más delicada y brillante.



Rellenar la contracción y la pérdida de vacantes de colágeno para mejorar el perfil de relajación.



Elimina los rastros de la edad como asperezas y rejuvenecimiento de la piel



Haz que la piel sea tierna, blanca y juvenil.

S O F T
LASER



Especificaciones

Frecuencia

4MHz

Potencia

350W

Ancho 0--10mm

Largo del tratamiento
8-25mm

Pitch

1.0mm-2.5mm

Energía

0.1-- 2.0J

Fuente de alimentación

AC 110V~220V--50Hz/60Hz

Clearanceh

1.0mm-2.0mm

Profundidad del tratamiento

DS1.5mm DS3.0mm DS4.5mm (Estandar)
DS6.0mm DS8.0mm DS10.0mm
DS13.0mm DS16.0mm (Optional)

- ① Línea sola
- ② Línea múltiple
- ③ Single Dot
- ④ 12.1 inch pantalla
- ⑤ Interruptor
- ⑥ Carro



Introducción al sistema

Ventajas



Completamente no invasivo y no ablativo para la capa de epidermis. Sin tiempo de inactividad, el maquillaje se puede aplicar en tan solo 15 minutos después del tratamiento. Tiempo de operación rápido, todo el rostro y el cuello solo demora 40 - 60 minutos Resultado duradero, 2-3 años pueden durar solo con un tratamiento Tratamiento flexible, un solo tratamiento logra resultados instantáneos. Alta calidad y bajos consumibles.

S O F T
LASER



Tratamiento: cuerpo

Líneas múltiples: 10000

S O F T
LASER



Tratamiento: Cara, cuello,
mandíbula

Línea sola: 10000

S O F T
LASER



Tratamiento:
Alrededor de los
ojos y labios

Single Dot : 60000

Opciones de múltiples líneas

S O F T
LASER



1.5 mm



3.0 mm



4.5 mm



6.0 mm



8.0 mm



10.0 mm



13.0 mm



16.0 mm

Opciones de sola línea

S O F T
LASER



1.5 mm



2.0 mm



3.0 mm



4.5 mm



6.0 mm



9.0 mm



13.0 mm

Opciones Single Dot

S O F T
LASER



1.5 mm



3.0 mm



4.5 mm



8.0 mm



13.0 mm

S O F T
LASER



8.0 mm



13.0 mm



1.5 mm



3.0 mm



4.5 mm



1.5 mm




3.0 mm




4.5 mm


Interfaz




Sola línea



Single Dot



Múltiple líneas



Múltiple líneas



Antes & Después



Antes

Después



Antes

Después



Antes

Después




Antes

Después



Antes

Después



Antes

Después